

### Discos de pruebas de sensibilidad antimicrobiana Thermo Scientific™ Oxoid™

Cada paquete contiene 5 cartuchos. Cada cartucho contiene 50 discos.

Los discos para ensayos rutinarios deberían almacenarse entre 2 y 8 °C. La temperatura de almacenamiento a largo plazo debería ser de -20 °C. Los discos deben encontrarse a temperatura ambiente antes de abrirlos.

Los pedidos deben incluir el "símbolo", el "contenido" y el "código" de pedido correspondientes.

Antibiótico	Símbolo	Cont.	Código	CLSI	EUCAST
Amikacin	AK	30 µg	CT0107B	X	X
Amoxicillin	AML	2 µg	CT0060B		
Amoxicillin	AML	10 µg	CT0161B		
Amoxicillin	AML	25 µg	CT0061B		
Amoxicillin/ clavulanic acid	AMC	3 µg	CT0538B		X
Amoxicillin/ clavulanic acid	AMC	30 µg	CT0223B	X	X
Ampicillin	AMP	2 µg	CT0002B		X
Ampicillin	AMP	10 µg	CT0003B	X	X
Ampicillin/sulbactam 1:1	SAM	20 µg	CT0520B	X	X
Ampicillin/sulbactam 2:1	SAM	30 µg	CT1653B		
Apramycin	APR	15 µg	CT0545B	X	
Azithromycin	AZM	15 µg	CT0906B	X	
Aztreonam	ATM	30 µg	CT0264B	X	X
Bacitracin	B	10 unidades	CT0005B		
Cefaclor	CEC	30 µg	CT0149B	X	X
Cefadroxil	CFR	30 µg	CT0453B		X
Cefamandole	MA	30 µg	CT0108B	X	
Cefepime	FEP	30 µg	CT0771B	X	X
Cefixime	CFM	5 µg	CT0653B	X	X
Cefoperazone	CFP	30 µg	CT0193B		
Cefoperazone	CFP	75 µg	CT0249B	X	
Cefoperazone/sulbactam 2:1	SCF	105 µg	CT1727B		
Cefotaxime	CTX	5 µg	CT0407B		X
Cefotaxime	CTX	30 µg	CT0166B	X	
Cefotetan	CTT	30 µg	CT0665B	X	
Cefovecin	CVN	30 µg	CT1929B	X	
Cefoxitin	FOX	30 µg	CT0119B	X	X
Cefpodoxime	CPD	10 µg	CT1612B	X	X
Cefprozil	CPR	30 µg	CT1647B	X	
Ceftaroline	CPT	5 µg	CT1942B		X
Ceftaroline	CPT	30 µg	CT1941B	X	
Ceftazidime	CAZ	5 µg	CT1629B		X
Ceftazidime	CAZ	30 µg	CT0412B	X	
Ceftazidime/Avibactam (10:4)	CZA	14µg	CT1948B		X
Ceftazidime/Avibactam (30:20)	CZA	50µg	CT1947B	X	
Ceftibuten	CFT	30 µg	CT1662B	X	X

### CLAVE

CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute  
EUCAST: European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

Antibiótico	Símbolo	Cont.	Código	CLSI	EUCAST
Ceftiofur	EFT	30 µg	CT1751B	X	
Ceftizoxime	ZOX	30 µg	CT0477B	X	
Ceftriaxone	CRO	30 µg	CT0417B	X	X
Cefuroxime	CXM	30 µg	CT0127B	X	X
Cephalexin	CL	30 µg	CT0007B		X
Cephalothin	KF	30 µg	CT0010B	X	
Cephazolin	KZ	30 µg	CT0011B	X	
Cephradine	CE	30 µg	CT0063B		
Chloramphenicol	C	30 µg	CT0013B	X	X
Chloramphenicol	C	50 µg	CT0014B		
Ciprofloxacina	CIP	1 µg	CT0623B		
Ciprofloxacina	CIP	5 µg	CT0425B	X	X
Ciprofloxacina	CIP	10 µg	CT1615B		
Clarithromycin	CLR	2 µg	CT1599B		
Clarithromycin	CLR	5 µg	CT1623B		
Clarithromycin	CLR	15 µg	CT0693B	X	
Clindamycin	DA	2 µg	CT0064B	X	X
Clindamycin	DA	10 µg	CT0015B		
Cloxacillin	OB	5 µg	CT0016B		
Colistin	CT	10 µg	CT0017B	X	
Compound sulphonamides	S3	300 µg	CT0059B		
Doripenem	DOR	10 µg	CT1880B	X	X
Doxycycline	DO	30 µg	CT0018B	X	
Enrofloxacin	ENR	5 µg	CT0639B	X	
Ertapenem	ETP	10 µg	CT1761B	X	X
Erythromycin	E	10 µg	CT0019B		
Erythromycin	E	15 µg	CT0020B	X	X
Erythromycin	E	30 µg	CT0021B		
Florfenicol	FFC	30 µg	CT1754B	X	
Fluconazole	FCA	25 µg	CT1806B	X	
Flumequine	UB	30 µg	CT0666B		
Fosfomicina	FOS	50 µg	CT0183B		
Fosfomicina/trometamol	FOT	200 µg	CT0758B	X	
Framycetin	FY	100 µg	CT0071B		
Fusidic acid	FD	5 µg	CT0493B		
Fusidic acid	FD	10 µg	CT0023B	X	X
Fusidic acid	FD	50 µg	CT1617B		
Gentamicin	CN	10 µg	CT0024B	X	X
Gentamicin	CN	30 µg	CT0072B		X
Gentamicin	CN	120 µg	CT0794B	X	
Imipenem	IPM	10 µg	CT0455B	X	X

X = la concentración antimicrobiana se detalla en la lista de métodos AST compatibles

No todos los productos están disponibles en todos los países.

Póngase en contacto con su oficina local para obtener más detalles.

Antibiótico	Símbolo	Cont.	Código	CLSI	EUCAST
Kanamycin	K	5 µg	CT0025B		
Kanamycin	K	30 µg	CT0026B	X	
Levofloxacin	LEV	5 µg	CT1587B	X	X
Lincomycin	MY	2 µg	CT0027B		
Lincomycin	MY	10 µg	CT0123B		
Lincomycin	MY	15 µg	CT0028B		
Lincomycin/neomycin	LN	75 µg	CT1757B		
Lincomycin/spectinomycin	LS	109 µg	CT1758B		
Linezolid	LZD	10 µg	CT1649B		X
Linezolid	LZD	30 µg	CT1650B	X	
Mecillinam	MEL	10 µg	CT0096B	X	X
Meropenem	MEM	10 µg	CT0774B	X	X
Meropenem/Vaborbactam NUEVO	MEV	30 µg	CT1949B	X	
Metronidazole	MTZ	5 µg	CT0067B		
Metronidazole	MTZ	50 µg	CT0466B		
Mezlocillin	MEZ	30 µg	CT0174B		
Mezlocillin	MEZ	75 µg	CT0192B	X	
Minocycline	MH	30 µg	CT0030B	X	X
Moxifloxacin	MXF	5 µg	CT1633B	X	X
Mupirocin	MUP	200 µg	CT0523B		X
Nafcillin	NF	1 µg	CT1895B	X	
Nalidixic acid	NA	30 µg	CT0031B	X	X
Neomycin	N	10 µg	CT0032B		
Neomycin	N	30 µg	CT0033B	X	
Netilmicin	NET	10 µg	CT0424B		X
Netilmicin	NET	30 µg	CT0225B	X	
Nitrofurantoin	F	50 µg	CT0069B		
Nitrofurantoin	F	100 µg	CT0034B		X
Nitrofurantoin	F	300 µg	CT0036B	X	
Norfloxacin	NOR	10 µg	CT0434B	X	X
Novobiocin	NV	5 µg	CT0037B		
Novobiocin	NV	30 µg	CT0038B		
Nystatin	NS	100 unidades	CT0073B		
Ofloxacin	OFX	5 µg	CT0446B	X	X
Oleandomycin	OL	15 µg	CT0039B		
Oxacillin	OX	1 µg	CT0159B	X	X
Oxacillin	OX	5 µg	CT0040B		
Oxolinic acid	OA	2 µg	CT0181B		
Oxytetracycline	OT	30 µg	CT0041B		
Pefloxacin	PEF	5 µg	CT0661B		X
Penicillin G	P	1 unidad	CT0152B		X
Penicillin G	P	1,5 unidades	CT0042B		
Penicillin G	P	2 unidades	CT0088B		
Penicillin G	P	5 unidades	CT0124B		
Penicillin G	P	10 unidades	CT0043B	X	

Antibiótico	Símbolo	Cont.	Código	CLSI	EUCAST
Penicillin/novobiocin	PNV	40	CT1755B	X	
Pipemidic acid	PIP	20 µg	CT0180B		
Piperacillin	PRL	30 µg	CT1619B		X
Piperacillin	PRL	100 µg	CT0199B	X	
Piperacillin/tazobactam	TZP	36 µg	CT1616B		X
Piperacillin/tazobactam	TZP	40 µg	CT1628B		
Piperacillin/tazobactam	TZP	110 µg	CT0725B	X	
Pirlimycin	PIR	2 µg	CT1668B	X	
Polymyxin B	PB	300 unidades	CT0044B	X	
Quinupristin/dalfopristin	QD	15 µg	CT1644B	X	X
Rifampicin	RD	5 µg	CT0207B	X	X
Rifampicin	RD	30 µg	CT0104B		
Spectinomycin	SH	10 µg	CT0046B		
Spectinomycin	SH	25 µg	CT0411B		
Spectinomycin	SH	100 µg	CT0823B	X	
Spiramycin	SP	100 µg	CT0232B		
Streptomycin	S	10 µg	CT0047B	X	
Streptomycin	S	25 µg	CT0048B		
Streptomycin	S	300 µg	CT1897B		
Sulbactam/ampicillin 1:1	SAM	20 µg	CT0520B	X	X
Sulbactam/ampicillin 1:2	SAM	30 µg	CT1653B		
Sulfisoxazole	véase Sulphafurazole				
Sulphafurazole (Sulfisoxazole)	SF	300 µg	CT0075B	X	
Sulphamethoxazole	RL	25 µg	CT0051B		
Sulphamethoxazole	RL	100 µg	CT0074B		
Sulphamethoxazole/ trimethoprim 19:1	SXT	25 µg	CT0052B	X	X
Sulphonamides compound	S3	300 µg	CT0059B		
Teicoplanin	TEC	30 µg	CT0647B	X	X
Temocillin	TEM	30µg	CT1952B		
Tetracycline	TE	30 µg	CT0054B	X	X
Ticarclillin	TIC	75 µg	CT0167B	X	X
Tigecycline	TGC	15 µg	CT1841B	X	X
Tilmicosin	TIL	15 µg	CT1756B	X	
Tobramycin	TOB	10 µg	CT0056B	X	X
Tobramycin	TOB	30 µg	CT1618B		
Trimethoprim	W	5 µg	CT0076B	X	X
Trimethoprim/ sulphamethoxazole1:19	SXT	25 µg	CT0052B	X	X
Vancomycin	VA	5 µg	CT0188B		X
Vancomycin	VA	30 µg	CT0058B	X	
Voriconazole	VOR	1 µg	CT1807B	X	



**SISTEMAS AVANZADOS DE ANÁLISIS, S.L.**

**CIF: B-47700026**

**C/. Cardenal Torquemada, 24**

**Tel. 983 251 143 • 637 596 017**

**47010 VALLADOLID**

X = la concentración antimicrobiana se detalla en la lista de métodos AST compatibles

No todos los productos están disponibles en todos los países.

Póngase en contacto con su oficina local para obtener más detalles.